

KRYOTHERAPIE-  
VEREISUNGSMETHODE,  
WIE SIE VON ÄRZTEN  
VERWENDET WIRD

# CRYOTAG

SKIN TAG REMOVER

**SCHNELL  
WIRKSAM  
SICHER**



## LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER CRYOTAG ANWENDUNG

**Cryotag ist der Stielwarzen-Entferner, mit dem Sie störende oder unansehnliche Stielwarzen schnell und wirksam zu Hause entfernen können und wieder eine gesund aussehende Haut erhalten.**

**SCHNELL**  
Entfernt Stielwarzen ab der ersten Anwendung\*. Die meisten Stielwarzen fallen innerhalb von 2 Wochen ab.

**WIRKSAM**  
Klinisch nachgewiesen\*\*. Mittels des Präzisionsapplikators und der Pinzette vereist Cryotag die Stielwarze sofort bis zum Kern. Inhalt 12 Applikatoren (12 Anwendungen).

**SICHER**  
Cryotag verwendet die gleiche Vereisungsmethode, die von Ärzten und Dermatologen verwendet wird. Dank der Präzisionsspitze des Applikators zielt Cryotag zielt nur auf die Stielwarze selbst und lässt die umgebende Haut unberührt.

Cryotag dient NUR zum Entfernen von Stielwarzen. **Lesen Sie bitte Abschnitt A „Was ist eine Stielwarze“**, damit Sie die Hautveränderung richtig identifizieren können. Wenn Sie eine Stielwarze haben, lesen Sie den Rest dieser Anweisung sorgfältig. Lesen Sie Abschnitt H „Wie wende ich Cryotag an“.

### CRYOTAG NICHT VERWENDEN, WENN:

- Sie irgendeine Art Hautkrebs haben oder jemals Hautkrebs hatten.
- Sie irgendwo am Körper eine präkanzeröse Hautschädigung haben oder hatten.

Wenn Sie eine Hautveränderung behandeln, bei der es sich nicht um eine Stielwarze handelt, verzögert dies eine adäquate Behandlung. Diese Verzögerung kann zu einer ersten Hautveränderung oder -erkrankung führen und gesunde Haut oder Nerven schädigen.

\* Einige Stielwarzen erfordern möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Sie können die Stielwarze erneut behandeln, in 2 Wochenintervallen, bis zu vier Behandlungszyklen.  
\*\* Klinische Studien 1993 und 2007.

## A. WAS IST EINE STIELWARZE?

Eine Stielwarze ist ein kleines, weiches Hautstück, das von der Haut angehoben werden kann und durch einen Verbindungsstiel an der Haut hängt. Sie haben üblicherweise eine ähnliche Farbe wie die umgebende Haut. Sie befinden sich normalerweise am Hals, Brustbereich, Rücken, unter den Brüsten, unter den Armen oder in der Leistengegend. Sie kommen am häufigsten bei Erwachsenen mittleren und höheren Alters, Diabetikern und übergewichtigen Personen vor. Stielwarzen sind harmlos und nicht ansteckend. Sie verursachen normalerweise keine Schmerzen, sie können jedoch unansehnlich oder irritierend sein und Beschwerden verursachen, wenn es zu Reibung an Kleidungsstücken oder Schmuck kommt.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich um eine Stielwarze handelt, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

**Lesen Sie alle WARNUNG vor Gebrauch des Produktes. Verwenden Sie dieses Produkt nur, wenn Ihre Stielwarze ALLE 4 Merkmale aufweist, die in den Abbildungen unten dargestellt sind.**

### Ort

Stielwarzen MÜSSEN sich an einer der 5 Stellen befinden. Behandeln Sie Stielwarzen nur, wenn sie sich am Hals, auf der Brust, unter den Achseln, am Rücken oder an der Leiste befinden.



### Farbe

Stielwarzen müssen der Farbe der sie umgebenden Haut entsprechen.



### Form & Gefühl

Stielwarzen MÜSSEN weich und flexibel sein. Sie sollten sie mit Ihrem Finger hin und her bewegen können. Sie müssen auch über die Haut erhaben und mit ihr über einen Stiel verbunden sein.



### Größe

Stielwarzen müssen zwischen 2 mm und 6 mm groß sein.



**Wenn Ihre Stielwarze NICHT ALLE 4 Merkmale aufweist, wenden Sie das Produkt nicht an. Suchen Sie einen Arzt auf, falls es sich um eine ernster Hauterkrankung handeln sollte.**

Bei Fragen zur Behandlung von Stielwarzen, die in dieser Anleitung nicht beschrieben werden, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Dermatologen.

## B. INHALT CRYOTAG-KIT:

Cryotag enthält 4 Anwendungselemente und die Gebrauchsanweisung. Das sind:

1. Eine unter Druck stehende Aerosol-Dose mit Schutzvorrichtung. Die Dose enthält eine Mischung aus Dimethylether, Isobutan und Propan. Die Mischung ist extrem feuergefährlich, jedoch nicht umweltschädlich.
2. Applikatorhilfe
3. 12 Präzisionsapplikatoren für 12 Anwendungen.
4. Einwegpinzette.

Die Gebrauchsanweisung enthält ausführliche Informationen zu Cryotag, wann es anzuwenden ist, wie es funktioniert und wie Stielwarzen entfernt werden können.



## C. WIE FUNKTIONIERT CRYOTAG?

Cryotag vereist unmittelbar den Kern der Stielwarze mit der gleichen Behandlungsmethode, wie sie von Ärzten verwendet wird.

Durch das Vereisen der Stielwarze stirbt das Gewebe ab, wodurch die Stielwarze normalerweise nach einer Anwendung abfällt.

• Wenn der Applikator an die Stielwarze gehalten wird, verfärbt sich die Haut weiß, als Zeichen der Vereisung. Die Behandlung fühlt sich sehr kalt an, und als Folge kann ein leicht stechender Schmerz auftreten. Diese Beschwerden sind vorübergehend und lassen nach Entfernen des Applikators und im Laufe der Zeit nach.

Durch das Vereisen kann sich innerhalb weniger Tage eine kleine Blase bilden (manchmal mit Blut gefüllt). Dies kann geringfügige Beschwerden verursachen, die jedoch im Laufe der Zeit wieder verschwinden.

Nach der Anwendung kann sich die Stielwarze dunkel färben, dies als Zeichen, dass das Gewebe zerstört ist.

• Die meisten Stielwarzen fallen innerhalb von 2 Wochen nach der Behandlung ab und hinterlassen eine gesund aussehende Haut.

### D. CRYOTAG NICHT ANWENDEN

**Nicht anwenden, wenn Sie:**

• **Diabetiker sind oder eine schlechte Durchblutung haben, die Diagnose einer Bluterkrankung erhalten, die durch extreme Kälte beeinflusst wird oder wenn Sie ein geschwächtes Immunsystem haben.** Cryotag wirkt durch die Vereisung der Stielwarze. Personen mit diesen Erkrankungen werden erfahren, dass die behandelte Fläche nicht so gut oder nicht vollständig heilt.

• **Ein Blutungsproblem haben.** Nach der Behandlung besteht das Risiko einer Blutung.

• **Schwanger sind oder stillen.** Es ist ungewiss, wie Cryotag bei Patienten unter diesen Bedingungen wirkt.

• **Unter 18 Jahre alt sind.** Es ist ungewiss, wie dieses Produkt bei Ihnen wirkt.

• **Hautanomalien haben, bei denen es sich nicht um Stielwarzen handelt, wie Muttermale, Geburtsmale, dunkle, behaarte oder ungewöhnlich aussehende Hautanomalien.**

Wenn Sie eine Hautanomalie behandeln, die keine Stielwarze ist, verzögern Sie die angemessene Behandlung. Diese Verzögerung kann zu einer ersten Hauterkrankung führen und könnte gesunde Haut oder Nerven schädigen.

• **Nicht in Mund, Nase, After, Genitalien, Gesäß oder Lippen oder an/ auf diesen oder bei Stielwarzen an unzugänglichen oder schwer erreichbaren Stellen einsetzen.** Dies kann zu Verbrennungen und bleibenden Narben führen.

• **Nicht bei gereizter oder infizierter Haut mit Anzeichen von Rötung, Juckreiz oder Schwellung einsetzen.** Dies kann den gegenwärtigen Zustand verschlechtern und die Infektion verstärken.

• **Nicht an/ auf Augen, Augenlidern, Gesicht einsetzen.** Dies kann zu Verbrennungen, bleibenden Narben oder Blindheit führen.

mit einem Abstand von zwei Wochen zwischen den Behandlungen. Dadurch wird die Gefahr einer zu tiefen Vereisung minimiert, die zu Verbrennungen und bleibenden Narben bei gesundem Gewebe führen kann.

• **Behandeln Sie die Stielwarze NICHT länger als vierzig Sekunden,** da sonst eine zu tiefe Vereisung auftritt, die Hautschäden verursachen kann, was zu Narben und/oder Nervenschäden führen kann. Ein zu tiefes Vereisen der Stielwarze kann dazu führen, dass das lokale Gewebe abstirbt.

### F. WARNHINWEISE

**DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN**



Gefahr: **Extrem entzündbares Aerosol**

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht anstecken oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

• **Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen.** Ein Kontakt mit den Augen kann zur Erblindung führen. Reiben oder berühren Sie die Augen nicht, wenn Cryotag auf die Hände aufgetragen wurde. Falls das Produkt in die Augen gelangt, spülen Sie diese 15 Minuten lang mit Wasser aus und suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

• **Vermeiden Sie das Einatmen des Produktes und verwenden Sie es ausschließlich in gut belüfteten Bereichen.** Es ist ungewiss, wie sich der Inhalt auf die Lunge auswirkt. Das Einatmen des Inhalts ist gefährlich.

• **Nicht zum Verzehr geeignet.** Der Inhalt ist giftig und kann zu schweren inneren Schäden führen. Wenn Sie versehentlich etwas davon herunter-geschluckt haben, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf oder wenden Sie sich an ein Giftkontrollzentrum.

• **Ausschließlich zur äußeren Anwendung.**

• **Anwendung NUR laut Anweisung.** Absichtlicher Missbrauch durch vorsätzliche Konzentration und Einatmung des Inhalts kann schädlich oder tödlich sein. Der Missbrauch von Cryotag kann zu Verbrennungen und bleibenden Narben an gesundem Gewebe oder zu Blindheit führen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.

## G. MÖGLICHE RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN

Durch das Vereisen wird das Gewebe zerstört und der Entfernungsprozess beginnt. Infolge des Vereisens kann sich innerhalb weniger Tage eine Blase bilden (manchmal mit Blut gefüllt).

• Ein juckendes, brennendes oder stechendes Gefühl kann während oder nach der Behandlung auftreten.

• Vereisungsbehandlungen können eine Veränderung der Hautfarbe verursachen. Dunkle Haut kann heller erscheinen oder helle Haut kann rot oder dunkler werden.

## H. WIE WENDE ICH CRYOTAG AN?

Cryotag ist sehr einfach in der Anwendung. Bitte befolgen Sie die 4 nachstehenden einfachen Anwendungsschritte.

**Vor Gebrauch alle Anweisungen sorgfältig lesen. NICHT DIREKT AUF DIE HAUT SPRÜHEN. DEN APPLIKATOR NICHT SOFORT VERWENDEN.**

**Halten Sie die Aerosol-Dose nicht in die Nähe Ihres Gesichts oder über Körperteile oder Kleidung. Lassen Sie keine Flüssigkeit mit Ihrer Haut in Kontakt kommen.**

Vorbereitung: Halten Sie eine Uhr oder einen Küchenwecker mit Sekundenzähler bereit, damit eine sichere und wirksame Anwendung gewährleistet werden kann.

1. Halten Sie den Cryotag-Präzisionsapplikator am langen Plastik-Röhrchen/Stiel fest. Befestigen Sie den Präzisionsapplikator an der Applikatorhilfe, indem Sie ihn in die Öffnung am Ende der Applikatorhilfe drehen.

2. Stellen Sie den Behälter auf einen Tisch oder auf einen anderen festen Untergrund. Das erleichtert das Drücken auf die Applikatorhilfe. Setzen Sie den Applikator mit der Applikatorhilfe auf die zum Behälter gehörende Schutzvorrichtung. Halten Sie den Behälter aufrecht und drücken Sie die Applikatorhilfe 3 Sekunden lang ganz nach unten. Sie hören dann ein Zischgeräusch.

3. Entfernen Sie die Applikatorhilfe zusammen mit dem Präzisionsapplikator von der Schutzvorrichtung und dem Behälter. Halten Sie die Spitze nach unten. Benutzen Sie den Applikator nicht direkt, sondern warten Sie 15 Sekunden, bevor Sie die Stielwarze behandeln. So erreicht die Applikationsspitze die erforderliche Temperatur für eine effektive Behandlung.

4. Fassen Sie die Stielwarze mit der Pinzette und ziehen Sie sie vorsichtig von der Basis weg. Platzieren Sie die Spitze des Applikators am Warzenstiel bzw. Warzenstamm, der behandelt werden soll. Halten Sie die Applikatorspitze 40 Sekunden lang länger. Nicht tupfen.

kontinuierlich an den Stielwarzenstamm, jedoch nicht länger. Nicht tupfen.

**Hinweis:** Es ist normal, während der Behandlung und für kurze Zeit danach ein schmerzhaftes, stechendes Gefühl zu spüren. Entfernen Sie den Applikator von der Applikatorhilfe und entsorgen Sie den Applikator nach jedem Gebrauch. Es ist keine besondere Entsorgungsmethode erforderlich. Bewahren Sie den Behälter, die Applikatorhilfe, die restlichen Applikatoren und die Gebrauchsanweisung in der Originalverpackung für weitere Anwendungen auf.

## I. NACHBEHANDLUNG

Stielwarzen können mit nur einer Behandlung entfernt werden. Wenn die Stielwarze nicht innerhalb von 2 Wochen abgefallen ist, können Sie die Stielwarze nochmals behandeln; bis zu 4 Behandlungszyklen sind zulässig. Wenn die Stielwarze verbleibt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und suchen Sie Ihren Arzt auf.

• **Achten Sie auf Anzeichen einer sich entwickelnden Infektion:**

- Rötung oder Verhärtung der umgebenden Hautfläche.
- Die behandelte Fläche fühlt sich heiß an.
- Gelbe oder grüne Absonderung aus der behandelten Fläche.
- Änderung des Geruchs der Absonderung.
- Zunehmende oder ungewöhnliche Schmerzen der behandelten Fläche.
- Fieber.
- Schmerzhaft rote Streifen unter der Hautoberfläche.

• **Hilfe bei der Vermeidung von Infektionen:**

- Halten Sie die behandelte Stelle sauber.
- Blasen ggf. mit einem Pflaster schützen; Blasen nicht anstecken.
- Die behandelte Stelle nicht kratzen, sie nicht anstecken.

• **Hilfe bei Beschwerden:**

- Wenn Ihre Stielwarze nach der Behandlung an Kleidung oder Schmuck reibt und Sie dadurch Beschwerden verspüren, kann sie mit einem Pflaster geschützt werden.
- Schwimmen und Duschen sind gestattet.

- **Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn die brennenden, schmerzenden oder stechenden Beschwerden nicht nachlassen oder wenn Sie glauben, dass sich die behandelte Stelle infiziert.**

©2022 CryoConcepts, LP. Dieses Produkt ist durch ein oder mehrere Patente geschützt. Siehe: CryoConcepts.com/patents.

CryoConcepts, LP  
1100 Conroy Place,  
Easton, PA 18040 USA

MedEnvoy Global BV  
Prinses Margrietlaan 303, Suite 123,  
2595 AM The Hague, The Netherlands

CH REP  
MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, Switzerland

CE MD  
2460

Vertriebt durch  
Appia Healthcare limited,  
PO Box 146, Guildford,  
GU1 9RU, Vereinigtes Königreich.

EC REP  
Energie Europe, Westervoortseijk 40  
6827 AT Arnhem, The Netherlands

Für weitere Fragen oder Informationen besuchen Sie bitte [www.cryotag.de](http://www.cryotag.de)